


VTT TUMOR-IN TYPE 腫瘍埋め込みタイプ

軟質のブロック内に擬似腫瘍（やや硬め、直径10～15mm）が2個埋め込まれています。電気メス等で摘出（核出）して死腔を残さない縫合まで一連のトレーニングに御使用頂けます。乳腺腫瘍の核出、肝臓など実質臓器の腫瘍核出、切除などもイメージ可能です。



VTT (Versatile Training Tissue) は、食品材料から作られたトレーニング用の模擬臓器です。実際の組織に近い感触、柔軟性を持ち、縫合や電気メス、超音波メスでのトレーニングも可能です。開封前は常温で保存し使用時は真空パックから取り出して表面の水分を軽く拭き取って御使用ください。開封後は冷蔵庫で保管し3日以内に御使用ください。使用後の廃棄は一般ごみ(生ごみ)として処理してください。

KOTOBUKI
Medical
Training
Tools

品番 VTT-TMI

税別定価 ￥7,000

JAN 4562480975026

コトブキ メディカル トレーニング ツールズ

株式会社寿技研

Website:<http://k-mtt.com/>