

品名

VTT DOUBLE LAYER TYPE 二層タイプ

品番

VTT-DBL

JAN Code

4562480975002

Size

65mm * 95mm * 20mm

税別定価

¥ 7,000

VTT

VERSATILE
TRAINING
Tissue

硬めの上層と柔らかめの下層に分かれており、電気メス等のエネルギーデバイスを使用した切開や剥離のトレーニングに御利用頂けます。縫合も可能です。



VTT (Versatile Training Tissue) は、食品材料から作られたトレーニング用の模擬臓器です。実際の組織に近い感触、柔軟性を持ち、縫合や電気メス、超音波メスでのトレーニングも可能です。開封前は常温で保存し使用時は真空パックから取り出して表面の水分を軽く拭き取って御使用ください。開封後は冷蔵庫で保管し3日以内に御使用ください。使用後の廃棄は一般ごみ(生ごみ)として処理してください。

KOTOBUKI
Medical
Training
Tools

コトブキ メディカル トレーニング ツールズ

株式会社寿技研

Website: <http://k-mtt.com/>

品名

VTT STANDARD TYPE 標準タイプ

品番

VTT-STD

JAN Code

4562480975019

Size

65mm * 95mm * 20mm

税別定価

¥ 5,000

VERSATILE
TRAINING
TISSUE

シンプルなブロック形状です。電気メス等のエネルギーデバイスを使った切開や縫合・結紮を合わせたトレーニングに御使用ください。デモや機器の評価にも手軽に御使用頂けます。



VTT (Versatile Training Tissue) は、食品材料から作られたトレーニング用の模擬臓器です。実際の組織に近い感触、柔軟性を持ち、縫合や電気メス、超音波メスでのトレーニングも可能です。開封前は常温で保存し使用時は真空パックから取り出して表面の水分を軽く拭き取って御使用ください。開封後は冷蔵庫で保管し3日以内に御使用ください。使用後の廃棄は一般ごみ(生ごみ)として処理してください。

KOTOBUKI
Medical
Training
Tools

コトブキ メディカル トレーニング ツールズ

株式会社寿技研

Website: <http://k-mtt.com/>

品名

VTT TUMOR-IN TYPE 腫瘍埋め込みタイプ

品番

VTT-TMI

JAN Code

4562480975026

Size

65mm * 95mm * 20mm

税別定価

¥ 7,000

V

T


T

ERSATILE

RAINING

ISSUE

軟質のブロック内に擬似腫瘍（やや硬め、直径10～15mm）が2個埋め込まれています。電気メス等で摘出（核出）して死腔を残さない縫合まで一連のトレーニングに御使用頂けます。乳腺腫瘍の核出、肝臓など実質臓器の腫瘍核出、切除などもイメージ可能です。



VTT (Versatile Training Tissue) は、食品材料から作られたトレーニング用の模擬臓器です。実際の組織に近い感触、柔軟性を持ち、縫合や電気メス、超音波メスでのトレーニングも可能です。開封前は常温で保存し使用時は真空パックから取り出して表面の水分を軽く拭き取って御使用ください。開封後は冷蔵庫で保管し3日以内に御使用ください。使用後の廃棄は一般ごみ(生ごみ)として処理してください。

KOTOBUKI
Medical
Training
Tools

コトブキ メディカル トレーニング ツールズ

株式会社寿技研

Website: <http://k-mtt.com/>

品名

VTT VESSEL-IN TYPE 血管埋め込みタイプ

品番

VTT-VSI

JAN Code

4562480975033

Size

60mm * 95mm * 15mm


税別定価

¥ 7,000

VTT

VERSATILE
TRAINING
TISSUE

軟質のブロック内に擬似血管として棒状の組織（硬め、直径5mm程度、中実）が2本埋め込まれています。鈍的剥離やエネルギーデバイス等を使って摘出のトレーニングが可能です。（擬似血管は中空構造ではありません）



VTT (Versatile Training Tissue) は、食品材料から作られたトレーニング用の模擬臓器です。実際の組織に近い感触、柔軟性を持ち、縫合や電気メス、超音波メスでのトレーニングも可能です。開封前は常温で保存し使用時は真空パックから取り出して表面の水分を軽く拭き取って御使用ください。開封後は冷蔵庫で保管し3日以内に御使用ください。使用後の廃棄は一般ごみ(生ごみ)として処理してください。

KOTOBUKI
Medical
Training
Tools

コトブキ メディカル トレーニング ツールズ

株式会社寿技研

Website: <http://k-mtt.com/>