


VTT DOUBLE LAYER TYPE 二層タイプ

硬めの上層と柔らかめの下層に分かれており、電気メス等のエネルギーデバイスを使用した切開や剥離のトレーニングに御利用頂けます。縫合も可能です。



VTT (Versatile Training Tissue) は、食品材料から作られたトレーニング用の模擬臓器です。実際の組織に近い感触、柔軟性を持ち、縫合や電気メス、超音波メスでのトレーニングも可能です。真空パッケージで長期間の常温保存（出荷後2ヶ月以上）が可能です。開封前は常温で保存し使用時は真空パックから取り出して表面の水分を軽く拭き取って御使用ください。開封後は冷蔵庫で保管し3日以内に御使用ください。使用後の廃棄は一般ごみ(生ごみ)として処理してください。

KOTOBUKI
Medical
Training
Tools

品番 VTT-DBL

税別定価 ¥ 3,500

JAN 4562480975002

コトブキ メディカル トレーニング ツールズ
Website: <http://k-mtt.com/>

株式会社寿技研