



VTT COMPOSITE TYPE 複合タイプ

内部に15mm程度の球状の擬似腫瘍を埋め込み、表層は3mm程度の白い層で覆っています。電気メス等を使って、表層を切開、内部の擬似腫瘍を摘出し、腔と表層を縫合するまでのシミュレーションが可能です。



VTT (Versatile Training Tissue) は、食品材料から作られたトレーニング用の模擬臓器です。実際の組織に近い感触、柔軟性を持ち、縫合や電気メス、超音波メスでのトレーニングも可能です。真空パッケージで長期間の常温保存（出荷後2ヶ月以上）が可能です。開封前は常温で保存し使用時は真空パックから取り出して表面の水分を軽く拭き取って御使用ください。開封後は冷蔵庫で保管し3日以内に御使用ください。使用後の廃棄は一般ごみ(生ごみ)として処理してください。

KOTOBUKI
Medical
Training
Tools

品番 VTT-CMP

税別定価 ¥4,000

JAN 4562480975040

コトブキ メディカル トレーニング ツールズ
Website: <http://k-mtt.com/>

株式会社寿技研