


VTT VESSEL-IN TYPE 血管埋め込みタイプ

軟質のブロック内に擬似血管として棒状の組織(硬め、直径5mm程度、中実)が2本埋め込まれています。
鈍的剥離やエネルギーデバイス等を使って摘出のトレーニングが可能です。
(擬似血管は中空構造ではありません。)



VTT (Versatile Training Tissue) は、食品材料から作られたトレーニング用の模擬臓器です。実際の組織に近い感触、柔軟性を持ち、縫合や電気メス、超音波メスでのトレーニングも可能です。真空パッケージで長期間の常温保存(出荷後2ヶ月以上)が可能です。開封前は常温で保存し使用時は真空パックから取り出して表面の水分を軽く拭き取って御使用ください。開封後は冷蔵庫で保管し3日以内に御使用ください。使用後の廃棄は一般ごみ(生ごみ)として処理してください。

KOTOBUKI
Medical
Training
Tools

品番 VTT-VSI

税別定価 ¥ 3,500

JAN 4562480975033

コトブキ メディカル トレーニング ツールズ
Website: <http://k-mtt.com/>

株式会社寿技研